

CONSERVATIVA

SISTEMA DI RIFINITURA E LUCIDATURA

ENHANCE®

Sistema di rifinitura di restauri in composito, vetroionomero e compomero.

I vari componenti di questo sistema sono costituiti da un abrasivo finemente tritato incorporato in una resina speciale. La parte lavorante e il mandrino sono saldati senza parti metalliche, in modo da eliminare ogni rischio di danneggiamento e pigmentazione dei restauri. **Enhance® consente di effettuare grossatura e rifinitura senza cambiare la punta, ma variando solo la pressione esercitata.**

Disponibili in 3 forme (punta, coppetta, disco) da scegliere in funzione delle esigenze ergonomiche.



Punta



Coppetta



Disco



624075 Enhance® kit Base

20 dischetti per rifinitura; 10 coppette per rifinitura;
10 punte per rifinitura; 25 coppette per lucidatura;
1 mandrino; 1 siringa di Prisma® Gloss™ Fine da 4 gr;
1 siringa di Prisma® Gloss™ Extrafine da 4 gr



Enhance® Ricambi

Confezione da 30 pz

624055X Coppette per rifinitura

624065X Punte per rifinitura

624045X Dischi per rifinitura

624020 Enhance® Coppette per lucidatura

100 coppette; 1 mandrino

Da utilizzare in abbinamento con Prisma®Gloss™

624025 Mandrino in metallo

per coppette per lucidatura Enhance®